



CATÁLOGO · COSTA RICA · TU MÁQUINA, NUEVA OTRA VEZ

Pesaje para laboratorio y producción farmacéutica

Balanzas analíticas y de precisión, pesas patrón, indicadores para zona clasificada y la cadena de aire comprimido sin aceite. Con instalación, calibración y servicio técnico en Costa Rica.

119

EQUIPOS

8

FAMILIAS

Sin precios. Las especificaciones van tal cual las publica el fabricante.

QUÉ HAY ADENTRO

01	Analíticas	9
02	De precisión	12
03	Contadoras y de sobremesa	6
04	Pesas patrón	9
05	Pesaje en planta y zona clasificada	22
06	Aire comprimido sin aceite	9
07	Inspección y trazabilidad	6
08	También en la planta	46

COTIZACIONES

Esteban Guerrero

Director de Operaciones

+506 8873 5883

eguerrero@nexius.tools

nexius.tools

EQUIPO DAÑADO O SERVICIO

Melanie Ramos

+506 8584 2754

[Consultar por WhatsApp](#)

Cómo se elige

01

Primero, la resolución

Cuánto es lo más chico que vas a pesar y con qué tolerancia. Eso descarta media lista de una.

02

Después, dónde va

Mesada de laboratorio, sala de pesada o planta. Cambia el sellado, la vitrina y si hace falta antiexplosivo.

03

Y al final, cómo se sostiene

Una balanza se corre. Lo que la mantiene defendible es la pesa patrón y quién vuelve a calibrarla.

Lo que ponemos además del equipo

Calibración con pesas patrón

No alcanza con vender la balanza: hay que dejarla midiendo bien y volver cuando se corre. Las pesas están en este catálogo por eso.

Repuesto y garantía que responden acá

Una balanza parada esperando una pieza de Europa no está pesando, y el lote no espera.

Aire sin aceite, de punta a punta

Compresor Clase 0, secador de adsorción y filtros de línea. Donde el aire toca producto, la cadena entera importa, no sólo el compresor.

Capacitación a quien la usa

La mayoría de los errores de pesaje no son del equipo: son corriente de aire, mesada que vibra y tara mal hecha.



PARA DESCARTAR RÁPIDO

Dónde va cada familia

Antes de comparar modelos conviene descartar familias. Esta tabla sale de las especificaciones publicadas de cada equipo, no de una recomendación nuestra.

FAMILIA	MESADA	SALA DE PESADA	PLANTA	ZONA CLASIFICADA	SE LAVA
Analíticas 9 equipos	•	•			
De precisión 12 equipos	•	•			•
Contadoras y de sobremesa 6 equipos	•	•			•
Pesas patrón 9 equipos		•	•		•
Pesaje en planta y zona clasificada 22 equipos			•	•	•
Aire comprimido sin aceite 9 equipos			•		
Inspección y trazabilidad 6 equipos			•		
También en la planta 46 equipos			•		•

Zona clasificada y lavado se marcan sólo donde el fabricante lo declara: ATEX, a prueba de explosión, IP65 a IP69K o construcción lavable en inoxidable.



FAMILIA 01 DE 8 · 9 EQUIPOS

Analíticas

01

Para lo que se pesa en miligramos: materia prima activa, patrón de referencia, control de calidad.

OHAUS

SARTORIUS

A&D

OPTIMA SCALE



01 OHAUS PROPIO

Explorer analítica

Balanza analítica

Analítica de laboratorio para pesar al miligramo y por debajo.

Tipo	Analítica
------	-----------

Serie	Explorer
-------	----------

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/ohaus-explorer-anal-tica

02 OHAUS PROPIO

Pioneer PX

Balanza analítica

La analítica de entrada de OHAUS, para laboratorio que arranca.

Tipo	Analítica
------	-----------

Serie	Pioneer PX
-------	------------

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/ohaus-pioneer-px



03 OHAUS PROPIO

Adventurer

Balanza analítica

Analítica de uso diario, pensada para que la use cualquiera del turno.

Tipo	Analítica
------	-----------

Serie	Adventurer
-------	------------

[Cotizar](#)nexus.tools/equipo/ohaus-adventurer

04 SARTORIUS PROPIO

Quintix / Secura analítica

Balanza analítica

Sartorius analítica, con los controles de seguridad que piden las auditorías.

Tipo	Analítica
------	-----------

Serie	Quintix y Secura
-------	------------------

[Cotizar](#)nexus.tools/equipo/sartorius-quintix-secura-anal-tica

05 A&D PROPIO

Apollo GX

Balanza analítica

Analítica robusta de A&D para uso intensivo.

Tipo	Analítica
------	-----------

Serie	Apollo GX
-------	-----------

[Cotizar](#)nexus.tools/equipo/ad-apollo-gx



06 A&D PROPIO

Apollo GF

Balanza analítica

La Apollo en su versión GF.

Tipo	Analítica
------	-----------

Serie	Apollo GF
-------	-----------

Cotizarnexus.tools/equipo/ad-apollo-gf

07 A&D PROPIO

Orion HR

Balanza analítica

Analítica de alta resolución.

Tipo	Analítica
------	-----------

Serie	Orion HR
-------	----------

Cotizarnexus.tools/equipo/ad-orion-hr

08 A&D PROPIO

AD-4212A

Balanza analítica de producción

Analítica pensada para integrarse a línea, no sólo para mesada de laboratorio.

Tipo	Analítica
------	-----------

Serie	AD-4212A
-------	----------

Cotizarnexus.tools/equipo/ad-ad-4212a


09 OPTIMA SCALE **PROPIO**

OPH-P

Balanza analítica con vitrina

Hasta 0.0001 g detrás de vidrio: la corriente de aire deja de ser parte de la medición.

Capacidades	100, 200, 300, 1000 y 2000 g
-------------	------------------------------

Lecturas	0.001 g y 0.0001 g según modelo
----------	---------------------------------

Vitrina	de vidrio, incorporada
---------	------------------------

[Cotizar](#)

nexus.tools/equipo/optima-oph-p-high-precision-balance



FAMILIA 02 DE 8 · 12 EQUIPOS

De precisión

02

Formulación, dosificación y control en proceso. Décimas y centésimas de gramo.

OHAUS

SARTORIUS

A&D

OPTIMA SCALE

CELY



01 OHAUS PROPIO

Explorer precisión

Balanza de precisión

La Explorer en versión de precisión, para control de calidad de planta.

Tipo	Precisión
------	-----------

Serie	Explorer
-------	----------

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/ohaus-explorer-precisi-n

02 SARTORIUS PROPIO

Quintix / Secura precisión

Balanza de precisión

La misma familia en versión de precisión.

Tipo	Precisión
------	-----------

Serie	Quintix y Secura
-------	------------------

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/sartorius-quintix-secura-p-recisi-n



03 SARTORIUS PROPIO

Cubis II MCA

Balanza de precisión configurable

La gama alta de Sartorius: se configura pieza por pieza según el protocolo del laboratorio.

Tipo	Precisión
------	-----------

Serie	Cubis II MCA
-------	--------------

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/sartorius-cubis-ii-mca

04 A&D PROPIO

FX-i

Balanza de precisión

Precisión de sobremesa para control de calidad y formulación.

Tipo	Precisión
------	-----------

Serie	FX-i
-------	------

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/ad-fx-i

05 OPTIMA SCALE PROPIO

OPF-P

Balanza contadora de precisión

Guarda hasta 21 piezas patrón: se llama al producto y cuenta sin volver a muestrear.

Capacidades	3 kg x 0.1 g, 7.5 kg x 0.2 g, 15 kg x 0.5 g y 30 kg x 1 g
-------------	---

Memorias	hasta 21 PLU de peso de muestra
----------	---------------------------------

Pantallas	tres: peso, peso unitario y conteo
-----------	------------------------------------

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/optima-opf-p-precision-counting-balance



06 OPTIMA SCALE PROPIO

OPF-N

Balanza de precisión de plato inoxidable

De 3 a 30 kg con lectura de 0.1 g: la de todos los días para producción y recibo.

Capacidades	3 kg x 0.1 g, 7.5 kg x 0.2 g, 15 kg x 0.5 g y 30 kg x 1 g
Plato	inoxidable antiestático, desmontable
Pantalla	LCD retroiluminada de alto contraste

[Cotizar](#)

nexius.tools/equipo/optima-opf-n-precision-balance



07 OPTIMA SCALE PROPIO

OPD-A (1 mg)

Balanza de precisión con vitrina de tres puertas

Sensor de restauración magnética: el número se estabiliza rápido y no se va con la temperatura.

Capacidades	de 110 a 610 g, lectura de 0.001 g
Sensor	restauración de fuerza magnética
Vitrina	tres puertas antiestáticas

[Cotizar](#)

nexius.tools/equipo/optima-opd-a-high-precision-balance-with-draftshield



08 OPTIMA SCALE PROPIO

OPD-A (10 mg)

Balanza de precisión de plato grande

De 1100 a 6100 g con lectura de 0.01 g: precisión de laboratorio para piezas que no son pequeñas.

Capacidades	de 1100 a 6100 g, lectura de 0.01 g
Sensor	capacitancia cerámica bañada en oro
Construcción	aluminio fundido y ABS antiestático, plato inoxidable

[Cotizar](#)

nexius.tools/equipo/optima-opd-a-high-precision-balance



09 OPTIMA SCALE PROPIO

OPH-T

Balanza de precisión de 0.01 g

De 200 g a 6 kg con plato redondo o rectangular: se elige por la forma de lo que se pesa.

Capacidades	200, 300, 500 y 600 g con lectura de 0.01 g; 2000 a 6000 g con 0.1 g
Plato	inoxidable antiestático, circular o rectangular
Pantalla	LCD de alto contraste

[Cotizar](#)

nexius.tools/equipo/optima-oph-t-precision-balances



10 OPTIMA SCALE PROPIO

OPH-Z

Balanza de precisión de alta capacidad

30 kg leyendo de 0.1 g: precisión de balanza chica sobre una plataforma que aguanta el bulto.

Capacidades	10, 20 y 30 kg, lectura de 0.1 g
-------------	----------------------------------

Plataforma	inoxidable grande, desmontable
------------	--------------------------------

Comunicación	RS-232 bidireccional con PC o impresora
--------------	---

[Cotizar](#)

nexius.tools/equipo/optima-oph-z-high-capacity-precision-balance

SIRVEN ACÁ, PENSADOS PARA OTRO RUBRO



OPTIMA SCALE

OPK

Balanza compacta de precisión

Capacidades: 250 g y 500 g con 0.1 g; 2500 g con 1 g; 5000 g con 2 g

Plato: plástico o inoxidable, a elegir

Nivel: burbuja incorporada

De 250 g a 5 kg con nivel de burbuja: la que se lleva al campo sin miedo.

nexius.tools/equipo/optima-opk-series



CELY

PB

Balanza de precisión

Serie: PB-50 y PB-60

Uso: Laboratorio y control de calidad

Precisión de laboratorio para control de calidad y formulación.

nexius.tools/equipo/cely-pb





FAMILIA 03 DE 8 · 6 EQUIPOS

Contadoras y de sobremesa

03

Conteo de piezas y pesaje de rutina fuera de la mesada de laboratorio.

OPTIMA SCALE

CELY



01 OPTIMA SCALE PROPIO

OP-917SS

Báscula para tambores lavable, en inoxidable

La de tambores en inoxidable: donde el derrame es químico o alimenticio y hay que lavar.

Capacidades	1000 lb x 0.2 lb y 2000 lb x 0.5 lb
-------------	-------------------------------------

Plataforma	28x28" x 1.5" de alto
------------	-----------------------

Material	acero inoxidable lavable
----------	--------------------------

[Cotizar](#)

nexius.tools/equipo/optima-op-917-stainless-steel-drum-scale



02 OPTIMA SCALE PROPIO

OPF-C

Balanza contadora con plato grande

Plato de 11x8.5": cuenta piezas que no caben en la contadora chica.

Capacidades	3 kg x 0.1 g, 6 kg x 0.2 g, 15 kg x 0.5 g y 30 kg x 1 g
-------------	---

Plato	11 x 8.5" (335 x 220 mm), inoxidable antiestático
-------	---

Pantallas	tres: peso, peso unitario y conteo
-----------	------------------------------------

[Cotizar](#)

nexius.tools/equipo/optima-opf-c-precision-counting-balance

SIRVEN ACÁ, PENSADOS PARA OTRO RUBRO



Cotizaciones: Esteban Guerrero, Director de Operaciones

WhatsApp +506 8873 5883 ·
eguerrero@nexius.tools

FARMA-
2608-v2



OPTIMA SCALE

OP-915SS

Balanza de banco lavable, en inoxidable

Capacidades: de 6 lb x 0.0002 lb hasta 1000 lb x 0.2 lb

Plataformas: de 10x10" a 24x24", trece combinaciones

Construcción: acero inoxidable, celda sellada con cable directo al indicador

Todo el conjunto (plataforma, celda e indicador) aguanta la manguera al final del turno.

nexius.tools/equipo/optima-op-915ss-stainless-steel-washdown-bench-scale



OPTIMA SCALE

OP-916SS

Báscula de piso lavable, en inoxidable

Capacidad: 5000 lb x 1 lb

Plataformas: 3x3, 4x4 y 5x5 pies

Construcción: acero inoxidable, cubierta antideslizante o lisa

IP65 a IP69K: es la de piso que se puede lavar a presión todos los días.

nexius.tools/equipo/optima-op-916ss-stainless-steel-washdown-floor-scale



OPTIMA SCALE

OP-916SS-LT

Báscula de piso lavable que se levanta

Capacidades: 5000 lb x 1 lb y 10000 lb x 2 lb

Plataformas: 3x3, 4x4 y 5x5 pies

Apertura: cubierta abatible con resortes de gas inoxidables

La cubierta sube con amortiguadores de gas: se limpia debajo sin desarmar nada.

nexius.tools/equipo/optima-op-916ss-lt-lift-up-washdown-floor-scale



CELY

BAV

Báscula monocélula de sobremesa

Células: 1

Uso: Sobremesa, recibo y despacho

Báscula de banco para recibo y despacho, con visor incluido.

nexius.tools/equipo/cely-bav



FAMILIA 04 DE 8 · 9 EQUIPOS

Pesas patrón

04

Lo que hace defendible a todo lo anterior. Se calibra con ellas y se vuelve a verificar.

OPTIMA SCALE

CELY

Por qué hay pesas en un catálogo de balanzas

Una balanza se corre. No importa cuánto costó ni de qué marca es: con el uso, la temperatura y los golpes, el número se va. Lo que la mantiene defendible frente a una auditoría no es la balanza, es la pesa con la que se verifica y el registro de quién la calibró.

Por eso las pesas están acá adentro y no en otro catálogo, y por eso la calibración lleva sello ECA.

LO QUE HAY QUE SABER

Clases M1, F1 y F2

De 1 mg a 10 kg

Acero inoxidable

Certificables, no vienen certificadas



01 OPTIMA SCALE PROPIO

Kits

Juegos de pesas patrón en estuche

Cinco juegos armados, de 1 mg en adelante, con pinza y estuche de aluminio.

Juegos	cinco combinaciones, desde 1 mg
--------	---------------------------------

Material	acero inoxidable
----------	------------------

Estuche	aluminio con pinza profesional
---------	--------------------------------

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/optima-test-weight-kits



02 OPTIMA SCALE PROPIO

Pesas kg

Pesas patrón individuales, en gramos y kilos

De 1 mg a 10 kg, una por una: se compra sólo la que falta del juego.

Valores	de 1 mg a 10 kg, veintiún denominaciones
Material	acero inoxidable
Clase	M1, F1 o F2, certificables (no vienen certificadas)

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/optima-test-weights

03 OPTIMA SCALE PROPIO

LB-weight

Pesas patrón individuales, en libras y onzas

De 0.001 lb a 10 lb: para la balanza que trabaja en el sistema inglés.

Valores	de 0.001 lb a 10 lb, incluidas onzas
Material	acero inoxidable
Clase	M1, F1 o F2, certificables (no vienen certificadas)

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/optima-calibration-weights-lb

SIRVEN ACÁ, PENSADOS PARA OTRO RUBRO





OPTIMA SCALE

OPPL-S

Software de registro de pesadas

Interfaz: ventana única, con hoja de cálculo incorporada

Exporta: a Excel y otras hojas de cálculo

Control: cero, tara, bruto y unidades desde la PC

Una sola ventana: guarda, imprime y exporta a Excel sin que nadie aprenda un sistema nuevo.

nexius.tools/equipo/optima-oppl-s-data-logging-software



CELY

PPI

Pesapalets en U, inoxidable

Células: 4

Forma: U para paleta

Material: Acero inoxidable

Forma de U para entrar con la paleta completa sin levantarla.

nexius.tools/equipo/cely-ppi



CELY

PPH

Pesapalets en U, hierro

Células: 4

Forma: U para paleta

Material: Hierro pintado

El pesapalets en hierro pintado.

nexius.tools/equipo/cely-pph



CELY

CR

Gancho pesador de cargas ligeras

Carga: Ligera

Gancho para cargas ligeras, para pesar lo que ya está colgado.

nexius.tools/equipo/cely-cr



CELY

DR

Gancho pesador de cargas medias

Carga: Media

El gancho de rango medio.

nexius.tools/equipo/cely-dr



CELY

BH

Gancho pesador de cargas pesadas

Carga: Pesada

Gancho para carga pesada, con estructura reforzada.

nexius.tools/equipo/cely-bh



FAMILIA 05 DE 8 · 22 EQUIPOS

05

Pesaje en planta y zona clasificada

Fuera del laboratorio: plataforma, indicador y versión antiexplosiva donde hay atmósfera inflamable.

CELY

OPTIMA SCALE



01 CELY PROPIO

DMI-720 EX

Indicador para atmósfera explosiva

Certificado para zona con riesgo de explosión, que es donde un indicador común no puede entrar.

Certificación ATEX

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/cely-dmi-720-ex

02 OPTIMA SCALE PROPIO

OP-917

Báscula para tambores

Rieles vivos y 1.5" de alto: el tambor entra rodando por la rampa integrada, sin tecla.

Capacidades 1000 lb x 0.2 lb y 2000 lb x 0.5 lb

Plataformas seis medidas, de 27x27" a 52x48"

Perfil 1.5" de alto con extremos rampados de 4"

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/optima-op-917-drum-scale



03 OPTIMA SCALE PROPIO

OP-900B-EX

Indicador a prueba de explosión

Para atmósfera clasificada: es el único de la serie que puede entrar donde hay polvo o vapor inflamable.

Carcasa	acero inoxidable a prueba de explosión
Pantalla	LED o LCD de 1" retroiluminada
Opcionales	impresora térmica incorporada, relé 4-20 mA o 0-5 V, batería

[Cotizar](#)

nexius.tools/equipo/optima-op-900b-ex-explosion-proof-indicator



04 OPTIMA SCALE PROPIO

OP-905

Indicador con teclado numérico completo

La tara se escribe con el teclado en vez de buscarla: cuando se pesan tanques y cilindros eso es el día entero.

Carcasa	acero inoxidable NEMA 4X / IP67
Teclado	numérico completo, tara directa
Puertos	tres RS-232, un RS-485 y un USB

[Cotizar](#)

nexius.tools/equipo/optima-op-905-indicator

SIRVEN ACÁ, PENSADOS PARA OTRO RUBRO





OPTIMA SCALE

OP-922

Báscula veterinaria de piso

Capacidad: 1000 lb

Medidas: 43 x 20 x 2"

Superficie: acero inoxidable con tapete antideslizante incluido

2" de alto y superficie inoxidable con tapete: el animal se sube sin pelear con el escalón.

nexius.tools/equipo/optima-op-922-vet-scale



OPTIMA SCALE

OP-904

Indicador de empotrar en tablero

Montaje: empotrado en panel

Pantalla: LED de siete segmentos, seis dígitos

Salidas: relé y analógica 4-20 mA, RS-232

Va montado en el tablero con salida 4-20 mA y relé: el peso entra al control, no a un operario.

nexius.tools/equipo/optima-op-904-indicator



OPTIMA SCALE

OP-915-C

Carro para balanza de banco

Para: plataformas de 18x18" y 24x24"

Capacidad: 1000 lb

Construcción: acero inoxidable soldado

Sube la OP-915 a tres alturas distintas: la misma balanza sirve para la línea y para la mesa.

nexius.tools/equipo/optima-bench-scale-cart-op-915-c



CELY

4PSH

Plataforma de 4 células, sobresuelo, hierro

Células: 4

Montaje: Sobresuelo

Material: Hierro pintado

La misma plataforma en hierro pintado, para bodega y ambiente seco.

nexius.tools/equipo/cely-4psh



CELY

4BPPI

Plataforma de bajo perfil, inoxidable

Células: 4

Perfil: Bajo

Material: Acero inoxidable

Bajo perfil: se sube la carga sin rampa ni foso, que es lo que traba en la mayoría de bodegas.

nexius.tools/equipo/cely-4pbpi



CELY

4BPBH

Plataforma de bajo perfil, hierro

Células: 4

Perfil: Bajo

Material: Hierro pintado

Bajo perfil en hierro pintado, para ambiente seco.

nexius.tools/equipo/cely-4pbph



CELY

4EI

Plataforma empotrable, inoxidable

Células: 4

Montaje: Empotrable en foso

Material: Acero inoxidable

Va a ras de piso: el montacargas cruza sin subir nada.

nexius.tools/equipo/cely-4ei


CELY

4EH

Plataforma empotrable, hierro

Células: 4

Montaje: Empotrable en foso

Material: Hierro pintado

Empotrable en hierro pintado, para foso en ambiente seco.

nexius.tools/equipo/cely-4eh


CELY

ME

Plataforma monocélula

Células: 1

Uso: Carga centrada

Una sola célula: más simple y más barata donde la carga entra centrada.

nexius.tools/equipo/cely-me


CELY

MA

Plataforma monocélula MA

Células: 1

Monocélula de sobremesa o piso para pesaje de rutina.

nexius.tools/equipo/cely-ma


CELY

MI

Plataforma mural

Montaje: Mural

Se monta a la pared y libera el piso, útil donde el espacio se pelea.

nexius.tools/equipo/cely-mi


CELY

HS

Plataforma híbrida sobresuelo

Montaje: Sobresuelo

Material: Híbrida

Construcción híbrida: inoxidable donde toca el producto, hierro donde no. Cuesta menos que la full inox.

nexius.tools/equipo/cely-hs



CELY

HE

Plataforma híbrida empotrable

Montaje: Empotrable

Material: Híbrida

La híbrida en versión de foso, a ras de piso.

nexus.tools/equipo/cely-he


CELY

DMI-610

Indicador de peso

Tipo: Indicador

Aplicación: Báscula camionera, de plataforma y de grúa

El cabezal que lee la célula y muestra el peso. Se cambia sin cambiar la plataforma.

nexus.tools/equipo/cely-dmi-610


CELY

DMI-620

Indicador de peso con más funciones

Tipo: Indicador

Aplicación: Báscula camionera, de plataforma y de grúa

La versión con más prestaciones de la serie DMI.

nexus.tools/equipo/cely-dmi-620


CELY

VC-50

Indicador de peso VC-50

Tipo: Indicador

Aplicación: Báscula camionera, de plataforma y de grúa

Indicador básico para plataforma o báscula.

nexus.tools/equipo/cely-vc-50


CELY

VC-80

Indicador de peso VC-80

Tipo: Indicador

Aplicación: Báscula camionera, de plataforma y de grúa

Indicador con más funciones que el VC-50.

nexus.tools/equipo/cely-vc-80


CELY

RW-I

Indicador de peso RW-I

Tipo: Indicador

Aplicación: Báscula camionera, de plataforma y de grúa

Indicador para ambiente industrial exigente.

nexus.tools/equipo/cely-rw-i



FAMILIA 06 DE 8 · 9 EQUIPOS

06

Aire comprimido sin aceite

Cuando el aire toca producto. Compresor Clase 0, secador de adsorción y filtros de línea.

HIGHQ

DRAGO ELECTRÓNICA



01 HIGHQ PROPIO

SCR-5 a SCR-50

Compresor scroll sin aceite, Clase 0

Aire Clase 0 y 49 dB en el más chico: entra donde el aire toca el producto y donde la gente trabaja al lado.

Modelos	SCR-5, SCR-10, SCR-15, SCR-20, SCR-40 y SCR-50
---------	--

Air-end	Anest Iwata, de Japón
---------	-----------------------

Motor	de 4 a 37 kW
-------	--------------

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/highq-scroll-sin-aceite

02 HIGHQ PROPIO

Serie QH

Secadora de adsorción

Baja el punto de rocío a -20/-40 °C, que es lo que piden neumática de precisión, laboratorio y aire para instrumentos.

Modelos	QH-015 a QH-850 sin calor; QH-026 a QH-3700 con calor leve
---------	--

Caudal	de 1.5 a 370 Nm³/min
--------	----------------------

Punto de rocío	de -20 a -40 °C
----------------	-----------------

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/highq-secadora-adsorcion

SIRVEN ACÁ, PENSADOS PARA OTRO RUBRO





HIGHQ

Serie PAF

Filtros de línea para aire comprimido

Modelos: PAF-004 a PAF-600

Caudal: de 0.4 a 60 m³/min (de 14 a 2119 CFM)

Presión de trabajo: 16 bar hasta PAF-150; 12 bar en PAF-240 a 450; 10 bar en PAF-600

Van después de la secadora y antes de la máquina: es lo que decide si al proceso le llega aceite o no.

nexius.tools/equipo/highq-filtros



DRAGO ELECTRÓNICA

Filtro automático

Filtro magnético autolimpiante

Limpieza: Automática

Paros: Sin parar la instalación

Depuración de metales sin parar la instalación: se limpia solo mientras la planta sigue produciendo.

nexius.tools/equipo/drago-filtro-autom-tico



HIGHQ

HQ-5 a HQ-100

Compresor de tornillo por correa

Modelos: HQ-5, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75 y 100

Motor: de 4 a 75 kW

Caudal: de 0.65 a 13.6 m³/min a 0.7 MPa

De 4 a 75 kW: es la gama que cubre desde el taller chico hasta la planta, y la más fácil de mantener.

nexius.tools/equipo/highq-correa



HIGHQ

Serie VFB y VFD

Compresor de tornillo con variador de frecuencia

Modelos: HQ-7.5VFB a HQ-100VFB (correa) y HQ-30VFD a HQ-380VFD (directa)

Motor: de 5.5 a 280 kW

Caudal: de 0.85 a 49.2 m³/min a 0.7 MPa

Entrega el aire que se está usando y no más: donde el consumo sube y baja todo el día, es de donde sale el ahorro grande.

nexius.tools/equipo/highq-variador



HIGHQ

HQ-10PM a HQ-285PM

Compresor de tornillo de imán permanente

Modelos: HQ-10PM a HQ-285PM, catorce medidas

Motor: de 7.5 a 200 kW, imán permanente IE4 protección IP54

Caudal: de 1.9 a 36.9 m³/min a 0.7 MPa

Motor IE4 de imán permanente en IP54: mantiene el rendimiento a baja vuelta, que es donde el motor común lo pierde.

nexius.tools/equipo/highq-iman-permanente



HIGHQ

HQ-30TPM a HQ-425TPM

Compresor de tornillo de dos etapas

Modelos: HQ-30TPM a HQ-425TPM, catorce medidas

Motor: de 22 a 315 kW, imán permanente

Caudal: de 4.6 a 65 m³/min a 0.7 MPa

Comprime en dos pasos en vez de uno: mismo motor, entre 12% y 23% más de aire, porque cada etapa trabaja con menos salto de presión.

nexius.tools/equipo/highq-dos-etapas



HIGHQ

Serie FN

Secadora frigorífica de aire
comprimido

Modelos: FN-7.5F a FN-600F por
aire; FN-300W a FN-2000W por
agua

Caudal: de 1.2 a 200 m³/min

Punto de rocío: de 2 a 5 °C

Saca el agua antes de que llegue a la
máquina: sin esto, el aire moja la
herramienta, la pintura y el producto.

nexius.tools/equipo/highq-secadora-frigorifica



FAMILIA 07 DE 8 · 6 EQUIPOS

Inspección y trazabilidad

07

Verificar el cierre y dejar el lote marcado en la pieza.

E2M COUTH

EASYWEIGH



01 E2M COUTH PROPIO

VISIOCRIMP

Inspección de crimpado

Crimpado mal cerrado en farma o cosmética es producto que se devuelve entero.

Inspecciona	Crimpado y tapón
-------------	------------------

Sector	Farma y cosmética
--------	-------------------

Tecnología	Visión artificial
------------	-------------------

[Cotizar](#)nexius.tools/equipo/e2m-visiocrimp

SIRVEN ACÁ, PENSADOS PARA OTRO RUBRO



E2M COUTH

VISIOBATTERY

Inspección de batería y cableado

Inspecciona:	Batería y cableado
--------------	--------------------

Sector:	Industria
---------	-----------

Tecnología:	Visión artificial
-------------	-------------------

Control de batería y cableado en línea, sin sacar la pieza del proceso.

nexius.tools/equipo/e2m-visio-battery



E2M COUTH

COUTH Láser fibra

Marcaje láser de fibra para trazabilidad

Tecnología:	Láser de fibra
-------------	----------------

Función:	Marcaje y trazabilidad
----------	------------------------

Montaje:	En línea
----------	----------

La trazabilidad marcada en la pieza: no se despegar ni se borra como una etiqueta.

nexius.tools/equipo/e2m-marca-je-linea



E2M COUTH

VISIOLABEL

Inspección de etiqueta

Inspecciona:	Presencia, posición y lectura de etiqueta
--------------	---

Tecnología:	Visión artificial
-------------	-------------------

Etiqueta torcida, doble o ausente: se detecta en línea y se rechaza sola.

nexius.tools/equipo/e2m-visio-label





E2M COUTH

Túnel de inspección

Túnel de inspección de línea completa

Inspecciona: Nivel, tapón, etiqueta y marcado

Montaje: En línea

Software: VisioInspect 2.0

Nivel de llenado, tapón, etiqueta y marcado en un solo paso, sin parar la línea.

[nexius.tools/equipo/e2m-tunnel-inspeccion](#)



EASYWEIGH

Serie FXR

Inspección por rayos X para producto a granel

Detecta: Hueso, plástico, vidrio, cerámica, piedra y metales duros

Cómo: Mide diferencias de densidad y arma una imagen interna del producto

Producto: A granel y sin envasar: nueces, café, harina, arroz, dulces, cápsulas y tabletas

Ve hueso, vidrio, cerámica y piedra, que ningún detector de metal encuentra, y en producto suelto sin envasar.

[nexius.tools/equipo/easyweigh-fxr](#)



FAMILIA 08 DE 8 · 46 EQUIPOS

08

También en la planta

El resto de lo que una planta necesita alrededor del proceso: pesaje de piso y de palet, final de línea, inspección y trazabilidad. Sirve acá aunque no sea exclusivo de este rubro.

HIGHQ

DIBAL

DRAGO ELECTRÓNICA

EASYWEIGH

GRUPO PRIMO

ITALDIBIPACK

CELY

BROTHER

RN MARK

SIRVEN ACÁ, PENSADOS PARA OTRO RUBRO



HIGHQ

Tanques de 0.3 a 4 m³

Tanques pulmón de aire comprimido

Volúmenes: 0.3, 0.5, 0.6, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0 y 4.0 m³

Presión de trabajo: 0.8, 1.0, 1.3 o 1.6 MPa

Temperatura de diseño: 150 °C

El pulmón entre el compresor y la planta: sin él, el compresor arranca y para todo el día y se gasta antes.

nexius.tools/equipo/highq-tanques



DIBAL

MD-5700

Detector de metales con banda de transporte

Tecnología: Multi-frecuencia, velocidad de banda variable

Túnel: AISI 304 con IP66 (IP69K opcional)

Consola: Táctil a color de 5,7" con protector

Encuentra el metal antes que su cliente. Con la papelería que pide la auditoría.

nexius.tools/equipo/md-5700



DIBAL

MDS-5700

Detector de metales para embutidoras

Construcción: Túnel y bastidor AISI 304, protección IP69K

Movilidad: 4 ruedas con frenos incluidas

Alarma: Luminosa y sonora integrada

Se acopla a la embutidora Handtmann y revisa sin frenar la producción.

nexius.tools/equipo/mds-5700





DRAGO ELECTRÓNICA

GFM

Detector tubular de caída libre

Tipo: Tubular, caída libre

Uso: Producto a granel por gravedad

Para producto que cae por gravedad en tubería: detecta y rechaza sin cinta de por medio.

nexius.tools/equipo/drago-gfm



EASYWEIGH

FMD 30 & 40

Detector de metales para producto en papel aluminio

Resuelve: Producto envasado en papel aluminio, donde el empaque interfiere

Cómo: Distingue entre la lámina metálica y la partícula real

Sensibilidad: Alta, sin bajar el umbral por culpa del envase

Distingue la lámina de aluminio del contaminante real: el envase deja de disparar la alarma en falso.

nexius.tools/equipo/easyweigh-fmd-30-40



GRUPO PRIMO

EFL

Envasadora lineal de frascos

Líneas: 6

Dosificador: Tipo continuo

Producción: hasta 10000 frascos/hora

Seis líneas y dosificador continuo: diez mil frascos por hora.

nexius.tools/equipo/primos-efl



GRUPO PRIMO

EFR

Envasadora rotativa de frascos

Líneas: 1 / 2

Producción: hasta 4000 frascos/hora

Movimiento: Rotativo

La rotativa de frascos: entra por una línea y se amplía a dos.

nexius.tools/equipo/primos-efr



GRUPO PRIMO

Sistema de limpieza de envases

Limpieza de envases previa al llenado

Método: Aire comprimido filtrado o agua caliente

El paso que casi nadie pone y que después aparece en la auditoría.

nexius.tools/equipo/primos-limpiezaenvases



GRUPO PRIMO

AT 2500

Rotativa de potes, una línea

Líneas: 1

Producción: hasta 2400 potes/hora

Movimiento: Rotativo

La entrada a la línea de potes: llena y sella sin instalación de planta.

nexius.tools/equipo/primos-at2500



GRUPO PRIMO

AT 5000

Rotativa de potes, dos líneas

Líneas: 2

Producción: hasta 4800
potes/hora

Movimiento: Rotativo

El doble de potes por hora en el mismo metro cuadrado que la AT 2500.

nexius.tools/equipo/prim-at5000


GRUPO PRIMO

AT 7000

Rotativa de potes, tres líneas

Líneas: 3

Producción: hasta 7200
potes/hora

Movimiento: Rotativo

Para cuando el turno ya no alcanza y hay que subir sin cambiar de tecnología.

nexius.tools/equipo/prim-at7000


GRUPO PRIMO

AT 8000

Rotativa de potes, cuatro líneas

Líneas: 4

Producción: hasta 8800
potes/hora

Movimiento: Rotativo

Cuatro líneas en paralelo: producción de planta mediana con un solo operario.

nexius.tools/equipo/prim-at8000


GRUPO PRIMO

AT 10000

Rotativa de potes, cinco líneas

Líneas: 5

Producción: hasta 10000
potes/hora

Movimiento: Rotativo

El tope de la serie rotativa: diez mil potes por hora.

nexius.tools/equipo/prim-at10000


GRUPO PRIMO

AT 7000 L Aséptica

Lineal de potes, ejecución aséptica

Líneas: 3

Producción: hasta 7200
potes/hora

Ejecución: Aséptica

Ejecución aséptica: es la que piden las auditorías cuando el producto es sensible.

nexius.tools/equipo/prim-at7000laseptica


GRUPO PRIMO

AT 12000 L

Lineal de potes, seis líneas

Líneas: 6

Producción: hasta 12000
potes/hora

Movimiento: Lineal

Seis líneas en paralelo, doce mil potes por hora.

nexius.tools/equipo/prim-at12000l



GRUPO PRIMO

AT 16000 L

Lineal de potes, ocho líneas

Líneas: 8

Producción: hasta 16000
potes/hora

Movimiento: Lineal

Ocho líneas: el volumen más alto que
hace Primo en potes.nexus.tools/equipo/primo-at16000l

GRUPO PRIMO

Botellas, modelo lineal

Envasadora lineal de botellas

Líneas: 1

Movimiento: Lineal

Botella llena y tapada en línea, con
un solo responsable de la etapa.nexus.tools/equipo/primo-botellaslineal

GRUPO PRIMO

Botellas, modelo rotativo

Envasadora rotativa de botellas

Líneas: 2

Producción: hasta 4800
envases/hora

Movimiento: Rotativo

Rotativa de dos líneas: el doble de
envases por hora en menos piso.nexus.tools/equipo/primo-botellasrotativa

ITALDIBIPACK

Campana manualSelladora termorretráctil de
campana

Operación: Manual

Tipo: Campana

Uso: Volumen bajo y medio

La entrada al termoencogible: sella y
retrae en un solo gesto, sin línea ni
instalación.nexus.tools/equipo/ital-campana-manual

ITALDIBIPACK

Angular semiautomáticaSoldadora angular con túnel de
retracción

Operación: Semiautomática

Soldadura: Angular

Túnel: De retracción

Soldadura angular más túnel: el
paquete sale sellado y retraído, listo
para despacho.nexus.tools/equipo/ital-angular-semiautom-tica

ITALDIBIPACK

Angular automáticaSoldadora angular automática con
túnel

Operación: Automática

Soldadura: Angular

Túnel: De retracción

La versión automática, para
producción continua sin operario
dedicado.nexus.tools/equipo/ital-angular-autom-tica



ITALDIBIPACK

Enfajado

Sistema de enfajado con film

Uso: Agrupado de unidades

Material: Film retráctil

Agrupar varias unidades con film y las deja como un solo bulto estable.

nexius.tools/equipo/ital-enfajado



CELY

RD-4 / RD-5

Repetidor de peso

Tipo: Repetidor

Aplicación: Báscula camionera, de plataforma y de grúa

Modelos: RD-4 y RD-5

Muestra el peso a distancia, para que lo vea quien carga y no sólo quien pesa.

nexius.tools/equipo/cely-rd-4

BROPAC



BROTHER

HP351

Codificado e inkjet

Lote y vencimiento impresos en el envase: es lo primero que pide la auditoría.

nexius.tools/equipo/brother-hp351

BROPAC



BROTHER

ZE9B/2 & ZE9B/4

Codificado e inkjet

Lote y vencimiento impresos en el envase: es lo primero que pide la auditoría.

nexius.tools/equipo/brother-ze9b-2-ze9b-4

BROPAC



BROTHER

LM9130C02

Codificado e inkjet

Lote y vencimiento impresos en el envase: es lo primero que pide la auditoría.

nexius.tools/equipo/brother-lm9130c02

BROPAC



BROTHER

ACM17

Codificado e inkjet

Lote y vencimiento impresos en el envase: es lo primero que pide la auditoría.

nexius.tools/equipo/brother-acm17

BROPAC



BROTHER

MX1

Codificado e inkjet

Lote y vencimiento impresos en el envase: es lo primero que pide la auditoría.

nexius.tools/equipo/brother-mx1

BROPAC



BROTHER

T180ES

Codificado e inkjet

Lote y vencimiento impresos en el envase: es lo primero que pide la auditoría.

nexius.tools/equipo/brother-t180es

BROPAC



BROTHER

T220E

Codificado e inkjet

Lote y vencimiento impresos en el envase: es lo primero que pide la auditoría.

nexius.tools/equipo/brother-t220e

BROPAC



BROTHER

ZE8B/2 & ZE8B/4

Codificado e inkjet

Lote y vencimiento impresos en el envase: es lo primero que pide la auditoría.

nexius.tools/equipo/brother-ze8b-2-ze8b-4

BROPAC



BROTHER

M7

Codificado e inkjet

Lote y vencimiento impresos en el envase: es lo primero que pide la auditoría.

nexius.tools/equipo/brother-m7

BROPAC



BROTHER

DDYM520 (Square Mould)

Codificado e inkjet

Lote y vencimiento impresos en el envase: es lo primero que pide la auditoría.

nexius.tools/equipo/brother-ddym520-square-mould

BROPAC



BROTHER

MY380F/W

Codificado e inkjet

Lote y vencimiento impresos en el envase: es lo primero que pide la auditoría.

nexius.tools/equipo/brother-my380f-w

BROPAC



BROTHER

MY380F

Codificado e inkjet

Lote y vencimiento impresos en el envase: es lo primero que pide la auditoría.

nexius.tools/equipo/brother-my380f



RN MARK

RNJet

Impresoras industriales de codificación por inyección de tinta

Tecnología: Inyección de tinta de secado rápido

Imprime en: Vidrio, plástico, metal, cartón, madera y superficies flexibles

Marca: Fecha, lote, código de barras y logotipo

Imprime sobre vidrio, plástico, metal, cartón y madera: el lote va en el envase y no en una etiqueta que se despegue.

nexius.tools/equipo/rnmark-impresoras-producto



CELY

BEV

Báscula monocélula con visor

Células: 1

Visor: Separado

La de banco con visor separado, para leer el peso sin agacharse.

nexius.tools/equipo/cely-bev



CELY

AG1

Báscula aérea de 1 célula

Células: 1

Montaje: Riel aéreo

Va colgada del riel aéreo: pesa la canal sin bajarla, que es como se trabaja en sala de despiece.

nexius.tools/equipo/cely-ag1



CELY

AI2

Báscula aérea de 2 células

Células: 2

Montaje: Riel aéreo

Aérea de dos células para cargas mayores en el riel.

nexius.tools/equipo/cely-ai2



CELY

PC

Balanza cuentapiezas

Serie: PC-50 y PC-60

Uso: Conteo por peso

Cuenta piezas por peso: se acabó contar tornillos a mano en el inventario.

nexius.tools/equipo/cely-pc


DIBAL

LS-5000

Etiquetadora automática de alta velocidad

Velocidad: Hasta 150 ppm

Alcance: 1,5 kg a 15 kg según carro

Consola: Táctil TFT de 15"

Pesa, etiqueta y deja todo trazado, a ritmo de línea que no para.

nexius.tools/equipo/ls-5000


DIBAL

CW-5000

Controladora automática de peso higienizable

Velocidad: Hasta 80 ppm

Alcance: 6 kg / 2 g a 30 kg / 10 g

Rechazo: Air-jet, pistón, pala o empuje. Hasta 10 salidas

El que pesa cada paquete y saca de la línea el que no cuadra.

nexius.tools/equipo/cw-5000


EASYWEIGH

YCW-G100 / G150

Controladora de peso de alta velocidad para paquete chico

Para qué: Control de peso en paquetes pequeños

Autoaprendizaje: Se ajusta sola a un formato nuevo

Soporte: Asistencia remota

Aprende sola el formato nuevo y se puede asistir a distancia: menos parada por un cambio de producto.

nexius.tools/equipo/easyweigh-ycw-g100-g150


EASYWEIGH

YCW-PC

Controladora de peso dinámica de uso general

Precisión: ± 0.3 g

Capacidad: Hasta 10 kg

Detecta: Producto fuera de rango y piezas faltantes

Además de pesar detecta la pieza que falta: el paquete incompleto no llega al cliente.

nexius.tools/equipo/easyweigh-ycw-pc


EASYWEIGH

YCW-210 / 300 / 400

Controladora de peso en línea, tres capacidades

Serie: Tres capacidades: 210, 300 y 400

Para qué: Control de peso en línea, con rechazo de fuera de rango

Precisión: Hasta ± 0.1 g en paquete chico

Tres tamaños de la misma serie: se elige por el paquete que pasa, no por el que pasará algún día.

nexius.tools/equipo/easyweigh-ycw-210-300-400



DRAGO ELECTRÓNICA

Cascada

Imán en cascada para productos en polvo

Uso: Productos en polvo

Configuración: Cascada de varios niveles

Varios niveles de imán en cascada para que el polvo pase obligado por el campo magnético.

nexius.tools/equipo/drago-cascada

LO QUE VA CON EL EQUIPO

La balanza es la mitad del trabajo

Un equipo bien elegido y mal instalado mide mal igual. Esto es lo que hacemos después de la entrega, y es lo que sostiene el número frente a una auditoría.



01

Instalación y puesta en marcha

Nivelada, con la carga de prueba hecha y el operador viéndola funcionar antes de que nos vayamos.

03

Mantenimiento preventivo por contrato

Visitas programadas para que la balanza no se corra en medio de un lote y nadie se entere después.

05

Capacitación al operador

La mayoría de los errores de pesaje no son del equipo: son corriente de aire, mesada que vibra y tara mal hecha.

02

Calibración con sello ECA

Con pesas patrón de este mismo catálogo, clase M1, F1 o F2, y el respaldo del Ente Costarricense de Acreditación. Eso es lo que se presenta en una auditoría.

04

Reparación correctiva en sitio

Vamos donde está la máquina. Al taller sólo se la lleva cuando de verdad no hay otra.

06

Garantía que responde acá

Una balanza parada esperando una pieza de Europa no está pesando, y el lote no espera.

DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS

Las marcas de este catálogo

Once fabricantes. Traemos repuesto y damos servicio de todas ellas en Costa Rica.



28 EQUIPOS

Optima Scale

23 EQUIPOS



MÁQUINAS DE ENVASADO

13 EQUIPOS

Brother

12 EQUIPOS

HighQ

9 EQUIPOS



Discover Precision

5 EQUIPOS



5 EQUIPOS

Easyweigh

5 EQUIPOS



4 EQUIPOS



4 EQUIPOS

ITALDIBIPACK GROUP

4 EQUIPOS

SARTORIUS

3 EQUIPOS





3 EQUIPOS

RN Mark

1 EQUIPO

ÍNDICE

Todo el catálogo por marca

Si ya sabe qué marca busca, entre por acá. Cada dirección abre la ficha del equipo en el sitio.

A&D

AD-4212Anexius.tools/equipo/ad-ad-4212a**Apollo GF**nexius.tools/equipo/ad-apollo-gf**Apollo GX**nexius.tools/equipo/ad-apollo-gx**FX-i**nexius.tools/equipo/ad-fx-i**Orion HR**nexius.tools/equipo/ad-orion-hr

Brother

ACM17nexius.tools/equipo/brother-acm17**DDYM520 (Square Mould)**nexius.tools/equipo/brother-ddym520-square-mould**HP351**nexius.tools/equipo/brother-hp351**LM9130C02**nexius.tools/equipo/brother-lm9130c02**M7**nexius.tools/equipo/brother-m7**MX1**nexius.tools/equipo/brother-mx1**MY380F**nexius.tools/equipo/brother-my380f**MY380F/W**nexius.tools/equipo/brother-my380f-w**T180ES**nexius.tools/equipo/brother-t180es**T220E**nexius.tools/equipo/brother-t220e**ZE8B/2 & ZE8B/4**nexius.tools/equipo/brother-ze8b-2-ze8b-4**ZE9B/2 & ZE9B/4**nexius.tools/equipo/brother-ze9b-2-ze9b-4

CELY

4EHnexius.tools/equipo/cely-4eh**4EI**nexius.tools/equipo/cely-4ei**4PBPH**nexius.tools/equipo/cely-4pbph**4PBPI**nexius.tools/equipo/cely-4pbpi**4PSH**nexius.tools/equipo/cely-4psh**AG1**nexius.tools/equipo/cely-ag1**AI2**nexius.tools/equipo/cely-ai2**BAV**nexius.tools/equipo/cely-bav**BEV**nexius.tools/equipo/cely-bev**BH**nexius.tools/equipo/cely-bh**CR**nexius.tools/equipo/cely-cr**DMI-610**nexius.tools/equipo/cely-dmi-610**DMI-620**nexius.tools/equipo/cely-dmi-620**DMI-720 EX**nexius.tools/equipo/cely-dmi-720-ex**DR**nexius.tools/equipo/cely-dr**HE**nexius.tools/equipo/cely-he

DIBAL

CW-5000

nexius.tools/equipo/cw-5000

LS-5000

nexius.tools/equipo/ls-5000

MD-5700

nexius.tools/equipo/md-5700

MDS-5700

nexius.tools/equipo/mds-5700

Drago Electrónica

Cascada

nexius.tools/equipo/drago-cascada

Filtro automático

nexius.tools/equipo/drago-filtro-autom-tico

GFM

nexius.tools/equipo/drago-gfm

HS

nexius.tools/equipo/cely-hs

MA

nexius.tools/equipo/cely-ma

ME

nexius.tools/equipo/cely-me

MI

nexius.tools/equipo/cely-mi

PB

nexius.tools/equipo/cely-pb

PC

nexius.tools/equipo/cely-pc

PPH

nexius.tools/equipo/cely-pph

PPI

nexius.tools/equipo/cely-ppi

RD-4 / RD-5

nexius.tools/equipo/cely-rd-4

RW-I

nexius.tools/equipo/cely-rw-i

VC-50

nexius.tools/equipo/cely-vc-50

VC-80

nexius.tools/equipo/cely-vc-80

E2M Couth

COUTH Láser fibra

nexius.tools/equipo/e2m-marcaje-linea

Túnel de inspección

nexius.tools/equipo/e2m-tunel-inspeccion

VISIOBATTERY

nexius.tools/equipo/e2m-visiobattery

VISIOCRIMP

nexius.tools/equipo/e2m-visiocrimp

VISIOLABEL

nexius.tools/equipo/e2m-visiolabel

Easyweigh

FMD 30 & 40

nexius.tools/equipo/easyweigh-fmd-30-40

Serie FXR

nexius.tools/equipo/easyweigh-fxr

YCW-210 / 300 / 400

nexius.tools/equipo/easyweigh-ycw-210-300-400

YCW-G100 / G150

nexius.tools/equipo/easyweigh-ycw-g100-g150

YCW-PC

nexius.tools/equipo/easyweigh-ycw-pc

Grupo Primo

AT 10000

nexius.tools/equipo/primo-at10000

AT 12000 L

nexius.tools/equipo/primo-at12000l

AT 16000 L

nexius.tools/equipo/primo-at16000l

AT 2500

nexius.tools/equipo/primo-at2500

AT 5000

nexius.tools/equipo/primo-at5000

AT 7000

nexius.tools/equipo/primo-at7000

AT 7000 L Aséptica

nexius.tools/equipo/primo-at7000laseptica

AT 8000

nexius.tools/equipo/primo-at8000

Botellas, modelo lineal

nexius.tools/equipo/primo-botellaslineal

Botellas, modelo rotativo

nexius.tools/equipo/primo-botellasrotativa

EFL

nexius.tools/equipo/primo-efl

EFR

nexius.tools/equipo/primo-efr

Sistema de limpieza de envases

nexius.tools/equipo/primo-limpiezaenvases

HighQ

HQ-10PM a HQ-285PM

nexius.tools/equipo/highq-iman-permanente

HQ-30TPM a HQ-425TPM

nexius.tools/equipo/highq-dos-etapas

HQ-5 a HQ-100

nexius.tools/equipo/highq-correa

SCR-5 a SCR-50

nexius.tools/equipo/highq-scroll-sin-aceite

Serie FN

nexius.tools/equipo/highq-secadora-frigorifica

Serie PAF

nexius.tools/equipo/highq-filtros

Serie QH

nexius.tools/equipo/highq-secadora-adsorcion

Serie VFB y VFD

nexius.tools/equipo/highq-variador

Tanques de 0.3 a 4 m³

nexius.tools/equipo/highq-tanques

Italdibipack

Angular automática

nexius.tools/equipo/ital-angular-automatica

Angular semiautomática

nexius.tools/equipo/ital-angular-semiautom-tica

OHAUS

Adventurer

nexius.tools/equipo/ohaus-adventurer

Explorer analítica

nexius.tools/equipo/ohaus-explorer-anal-tica

Optima Scale

Kits

nexius.tools/equipo/optima-test-weight-kits

LB-weight

nexius.tools/equipo/optima-calibration-weights-lb

Campana manual

nexius.tools/equipo/ital-campana
-manual

Enfajado

nexius.tools/equipo/ital-enfajad
o

Explorer precisión

nexius.tools/equipo/ohaus-explor
er-precisi-n

Pioneer PX

nexius.tools/equipo/ohaus-pione
er-px

OP-900B-EX

nexius.tools/equipo/optima-op-90
0b-ex-explosion-proof-indicator

OP-904

nexius.tools/equipo/optima-op-90
4-indicator

OP-905

nexius.tools/equipo/optima-op-90
5-indicator

OP-915-C

nexius.tools/equipo/optima-bench
-scale-cart-op-915-c

OP-915SS

nexius.tools/equipo/optima-op-91
5ss-stainless-steel-washdown-ben
ch-scale

OP-916SS

nexius.tools/equipo/optima-op-91
6ss-stainless-steel-washdown-flo
or-scale

OP-916SS-LT

nexius.tools/equipo/optima-op-91
6ss-lt-lift-up-washdown-floor-sc
ale

OP-917

nexius.tools/equipo/optima-op-91
7-drum-scale

OP-917SS

nexius.tools/equipo/optima-op-91
7-stainless-steel-drum-scale

OP-922

nexius.tools/equipo/optima-op-92
2-vet-scale

OPD-A (1 mg)

nexius.tools/equipo/optima-opd-a
-high-precision-balance-with-dra
ftshield

OPD-A (10 mg)

nexius.tools/equipo/optima-opd-a
-high-precision-balance

OPF-C

nexius.tools/equipo/optima-opf-c
-precision-counting-balance



OPF-N

nexius.tools/equipo/optima-opf-n-precision-balance

OPF-P

nexius.tools/equipo/optima-opf-p-precision-counting-balance

OPH-P

nexius.tools/equipo/optima-oph-p-high-precision-balance

OPH-T

nexius.tools/equipo/optima-oph-t-precision-balances

OPH-Z

nexius.tools/equipo/optima-oph-z-high-capacity-precision-balance

OPK

nexius.tools/equipo/optima-opk-series

OPPL-S

nexius.tools/equipo/optima-oppl-s-data-logging-software

Pesas kg

nexius.tools/equipo/optima-test-weights

RN Mark

RNJet

nexius.tools/equipo/rnmark-impressoras-producto

Sartorius

Cubis II MCA

nexius.tools/equipo/sartorius-cubis-ii-mca

Quintix / Secura analítica

nexius.tools/equipo/sartorius-quintix-secura-anal-tica

Quintix / Secura precisión

nexius.tools/equipo/sartorius-quintix-secura-precisi-n



Cinco datos y le cotizamos

Con esto alcanza para armar la propuesta. Se puede contestar por WhatsApp en un mensaje, o llenar a mano y devolver esta hoja.

01 Lo más chico que va a pesar, y con qué tolerancia

La resolución que necesita descarta media lista de una.

02 Capacidad máxima

El bulto más pesado que se sube a la balanza.

03 Dónde va

Mesada de laboratorio, sala de pesada o planta.

04 Si hace falta certificado de calibración

Y cada cuánto lo pide su procedimiento.

05 Si el área es clasificada o el equipo se lava

Atmósfera inflamable, lavado a presión, o ninguna de las dos.

LAS COTIZACIONES VAN DIRECTO A

Esteban Guerrero

Director de Operaciones, Nexius Tools

WhatsApp +506 8873 5883

eguerreiro@nexius.tools

nexius.tools

Cotizar por WhatsApp

+506 8873 5883

EQUIPO DAÑADO O SERVICIO EN SITIO

Melanie Ramos

WhatsApp +506 8584 2754



 Tu máquina, nueva otra vez.

Especificaciones según el fabricante, sujetas a cambio sin previo aviso. Este catálogo no incluye precios.

Nexius Group S.A. · La Unión de Cartago, Costa Rica · nexius.tools/catalogo/farmaceutica